



小流量多通道型蠕动泵泵头

最大参考流量



DG系列



独立卡片、专用软管、DG-1和DG-2扳机结构开启卡片。
弹簧卡片可自动调节压管间隙以适应不同壁厚软管，
棘轮卡片通过调节棘轮位置来调节压管间隙以适应不同壁厚软管。

产品型号	滚轮数	产品编号	卡片类型	滚轮材料	卡片材料/零件编号	通道数量	转速范围 (rpm)	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)	重量(kg)
DG-1-A/C	6	05.01.10A/C	棘轮卡片	不锈钢	DG-*-A/B 卡片材料为 POM 04.01.10A.40000	1	≤100	内径 ≤3.17(mm) 壁厚 0.8-1(mm)	48 (单通道)	0.20
DG-1-B/D	10	05.01.10B/D	棘轮卡片						32 (单通道)	0.21
DG-1-E/G	6	05.01.10E/G	弹簧卡片			48 (单通道)			0.20	
DG-1-F/H	10	05.01.10F/H				32 (单通道)			0.21	
DG-2-A/C	6	05.01.11A/C	棘轮卡片			2			48 (单通道)	0.26
DG-2-B/D	10	05.01.11B/D	棘轮卡片						32 (单通道)	0.27
DG-2-E/G	6	05.01.11E/G	弹簧卡片			48 (单通道)			0.26	
DG-2-F/H	10	05.01.11F/H				32 (单通道)			0.27	
DG-4-A/C	6	05.01.12A/C	棘轮卡片		DG-*-C/D 卡片材料为 PVDF 04.01.10C.40000	4			48 (单通道)	0.39
DG-4-B/D	10	05.01.12B/D	棘轮卡片						32 (单通道)	0.40
DG-4-E/G	6	05.01.12E/G	弹簧卡片			48 (单通道)			0.39	
DG-4-F/H	10	05.01.12F/H				32 (单通道)			0.40	
DG-6-A/C	6	05.01.13A/C	棘轮卡片		DG-*-E/F 卡片材料为 POM 04.01.10E.40000	6			48 (单通道)	0.51
DG-6-B/D	10	05.01.13B/D	棘轮卡片						32 (单通道)	0.54
DG-6-E/G	6	05.01.13E/G	弹簧卡片			48 (单通道)			0.51	
DG-6-F/H	10	05.01.13F/H				32 (单通道)			0.54	
DG-8-A/C	6	05.01.14A/C	棘轮卡片		DG-*-G/H 卡片材料为 PVDF 04.01.10G.40000 (*为 1,2,4,6,8,12)	8			48 (单通道)	0.63
DG-8-B/D	10	05.01.14B/D	棘轮卡片						32 (单通道)	0.67
DG-8-E/G	6	05.01.14E/G	弹簧卡片			48 (单通道)			0.63	
DG-8-F/H	10	05.01.14F/H				32 (单通道)			0.67	
DG-12-A/C	6	05.01.15A/C	棘轮卡片			12			48 (单通道)	0.88
DG-12-B/D	10	05.01.15B/D	棘轮卡片						32 (单通道)	0.95
DG-12-E/G	6	05.01.15E/G	弹簧卡片						48 (单通道)	0.88
DG-12-F/H	10	05.01.15F/H							32 (单通道)	0.95