


易装型蠕动泵泵头

最大参考流量



YZ1515x、YZ2515x

经典设计，兼容多种规格软管、
流量范围宽泛、操作简单容易。



PPS壳体，化学抗性更好




PPS



PESU

YZII15, YZII25


最大参考流量



专利设计

专利号：200620026529.1

- 在经典设计的基础上，增加联
动卡管装置，使操作更便捷。
- YZII25比YZ2515x适用更多软
管，可以提供更大流量。



PUMP HEADS

卡管方式对比



YZ1515x/YZ2515x
卡管装置需手动打开



YZII15/YZII25
卡管装置自动打开

产品型号	产品编号	滚轮数量	滚轮材料	外壳材料	转速范围 (rpm)	适用软管规格	最大参考流量 (mL/min)	重量 (kg)	
YZ1515x-A	05.01.52A	3	不锈钢	PESU	≦ 600	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	2200	0.4	
YZ1515x-B	05.01.52B	6		PPS					
YZ1515x-C	05.01.52C	3				PPS	15" 24"		1600
YZ1515x-D	05.01.52D	6							
YZ2515x-A	05.01.53A	3	不锈钢	PESU	≦ 600	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"	2200	0.35	
YZ2515x-C	05.01.53C			PPS					15" 24" 35" 36"
YZII15	05.01.55A	3		PESU		≦ 600	13" 14" 19" 16" 25" 17" 18"		
YZII25	05.01.56A								