

1 培养箱系列

BS-1E 振荡培养箱是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保、食品、石油化工等科研、教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。

该产品是一种加热和制冷双向调温与振荡器相结合的生化仪器。

● 特点：

- 1、设有换气窗，保证箱内空气新鲜。
- 2、可编程时控器，控制振荡所需时间。
- 3、箱体的隔热材料采用聚胺酯发泡塑料，保温性能强，内腔不锈钢无毒。
- 4、工作腔内气体流动，温度各部位保持均匀一致。温控数字精确显示。环境温度为50℃时，工作腔内温度可降至0℃。
- 5、透明玻璃门观察工作室一目了然。
- 6、无级调速，可选择到您所需的振荡速度，并任意改变。

● 附件：万能弹簧试瓶架，适合各种培养制备。



1 BS-1E 振荡培养箱

温控范围	温控精度	振荡速度	振荡组数	装瓶量	加热功率	外形尺寸
5~50℃	± 1℃	起动 ~250r/min	1 组二层	三角烧瓶 φ 16 × 200 250ml × 24 500ml × 12	300W 制冷功率 192W	620 × 630 × 1150

BS-2F 振荡培养箱适合各种实验使用。

● 特点：

- 1、箱体容积大，左右分开，可进行加热和制冷，适用面更广，对比效果更好。
- 2、隔层箱体采用聚胺酯发泡塑料之先进工艺，保温良好，清洗方便。
- 3、同一腔内，气流流动，温度均匀，温控精度高。在环境温度为50℃时，工作腔内温度能降至0℃。
- 4、优质不锈钢内腔，打开照明灯，透过玻璃门，观察工作室一目了然。
- 5、无级调速振荡，双数显调速。
- 6、设有换气窗，保证箱内空气新鲜。
- 7、可编程时控器，控制振荡所需时间。

● 附件：配万能试瓶架，坚固且用途较广。



2 BS-2F 振荡培养箱

温控范围	温控精度	振荡速度	振荡组数	装瓶量	加热功率	外形尺寸
5~50℃	± 1℃	起动 ~250r/min	2 组	三角烧瓶 250ml × 48 500ml × 40 1000ml × 24	400W 制冷功率 386W	1400 × 800 × 1300



3 150A、250B 生化培养箱



4 150A、250B 生化培养箱

生化培养箱具有制冷和加热双向调控温的功能,是植物、生物、微生物、遗传病毒、医学、环保等科研,教育部门不可缺少的实验室设备,广泛应用于低温恒温试验,培养试验、环境测验等。

特点:

- 1、箱体采用聚胺酯发泡塑料作为主要隔热材料,有较强的抗干扰能力。
- 2、内腔采用不锈钢材料成型工艺制作,有较强的抗腐蚀能力。
- 3、全玻璃密封条门方便观察工作内腔。
- 4、为保护制冷压缩机,控制线路设有断电保护和4分钟延时保护功能。
- 5、自动控温,数字显示,精度高。

说明:环境温度:16℃~32℃

型 号	温控范围	温控精度	压缩机功率	加热功率	搁板载重	外形尺寸
150A	5~50℃	± 1℃	226W	300W	15kg	660×600×1460
250B						660×600×1670

BS-4G 振荡培养箱本产品有4组振荡,独立无级调速,数字显示转速。

特点:

- 1、箱体容积大,可进行加热和制冷。
 - 2、优质不锈钢内腔,打开照明灯,透过玻璃门,观察工作室。
 - 3、无级调速振荡。
 - 4、可编程时控器,控制振荡所需时间。
- 可定制高精度控温。



5 BS-4G 振荡培养箱

温控范围	温控精度	振荡速度	振荡组数	装瓶量	加热功率	外形尺寸
5~50℃	≤ ± 1℃	起动 -250r/min	4 组	三角烧瓶 500ml × 80 250ml × 96	600W	1400 × 800 × 1500
					制冷功率	
					480W	

1 培养箱系列



6 150C、250D 光照培养箱



7 150C、250D 光照培养箱

光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温设备,通常用于植物发芽、育苗、组织培养、微生物培养、昆虫、小动物的饲养、水体分析的BOD测定等等。是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门较理想的试验设备。

特点:

- 1、微电脑集成电路控温,精确可靠,数显温度,方便直观。
- 2、有断电保护功能及4分钟延时保护功能。
- 3、工作腔内装有荧光灯,可根据需要调节亮度,满足室内样品所需光照度。

光控:由微电脑时钟控制,可配备不同程序的自动开关。

型 号	容 积	温控范围	温控精度	制冷功率	加热功率	光照功率及光照度	外形尺寸
150C	140L	10~50℃	± 1℃	226W	300W	100W ≥ 2500LX	660 × 600 × 1460
250D	250L						660 × 600 × 1670



8 ZD—85B 全温振荡器

全温振荡器(全温空气摇床)是一种(5~50℃)温度可控的培养箱和大容量振荡器有机结合的高精度生化仪器。

特点:

- 1、培养箱内配置照明装置,便于观察。
- 2、箱内增设循环风机,强迫空气循环,温度分布均匀,实验效果更好。
- 3、具有光照与无光照两种规格。
- 4、产品广泛用于生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等部门实验室。

温控范围	温控精度	转 速	温度均匀性	容 量	功 率	光照度
5~50℃ (无光照) 10~50℃ (有光照)	≤ ± 1℃	起动-250r/min	≤ ± 0.5℃	500ml × 40 500ml × 54 1000ml × 24 5000ml × 6	580~680W	≥ 2500LX

水浴恒温振荡器 (水浴恒温摇床) 是一种温度可控的水浴槽和振荡器相结合的生化仪器。

型 号	SHA-C、THZ-82、SHA-B
温控范围	室温 ~100℃
温控精度	≤ ± 1℃
装瓶量	三角烧瓶 250ml × 12、500ml × 8、1000ml × 4
定时范围	0-120min (或常开)
转 速	起动 0-300r/min
振 幅	20mm (往复、回旋、多功能)
加热功率	1500W
外形尺寸	700 × 550 × 490

SHA-C 往复式、THZ-82 回旋式特点:

- 1、温控精确，数字显示。
- 2、振荡平衡，无浪花飞溅。
- 3、设有定时装置。
- 4、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验。
- 5、无级调速，操作简便。
- 6、内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能好。

SHA-B 多功能往复、回旋式特点:

- 1、温度微电脑控制，设定温度零飘移。
- 2、控温系统能根据环境温度，负载自行调整。
- 3、超前控温，控温精度 ≤ 0.4℃。
- 4、转速微电脑数字显示。

微电脑数显水浴恒温振荡器



① SHA-C 往复式、THZ-82 回旋式

微电脑数显水浴恒温振荡器



② SHA-B 多功能往复、回旋式

气浴恒温振荡器



③ CHA-S 往复、SHZ-82 回旋

气浴恒温振荡器



④ ZD-85 往复、回旋式

微电脑控制气浴恒温振荡器



⑤ CHA-S 往复、SHZ-82、ZD-85

特点:

- 1 温度微电脑控制，设定温度零飘移。
- 2、控温系统能根据环境温度负载自行调整。
- 3、超前控温，控温精度 ≤ 0.4℃
- 4、转速微电脑数字显示。

气浴恒温振荡器

(又称空气恒温摇床)

特点:

- 1、设有机械定时;
- 2、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验;
- 3、无级调速，运转平衡、操作简便。

型 号	温控范围	温控精度	装瓶量	定时范围	转速	振 幅	加热功率	外形尺寸
CHA-S	室温~50℃	≤ ± 1℃	三角烧瓶 250ml × 20 500ml × 12 1000ml × 6	0~120min (或常开)	起动 0~300r/min	20mm (往复、 回旋、多功能)	300W	700 × 470 × 500
SHZ-82								
ZD-85								

2 振荡器系列

垂直振荡器



HY-1 垂直振荡器

垂直振荡器是将多种样品在同一条件下振荡搅拌使之均匀的生化仪器。

特点：

- 1、配备专用夹具，能装夹多种试瓶。
- 2、具有定时功能，无级调速功能。

型 号	HY-1
转 速	起动 ~360r/min
振 幅	20mm
最大负荷	5Kg
定时范围	0~120min (或常开)
外形尺寸	620 × 520 × 320

调速多用振荡器



HY-2 调速多用振荡器

调速多用振荡器



HY-2A 数显调速多用振荡器

调速多用振荡器



HY-4/KS 调速多用振荡器

特点： 1、万能弹簧试瓶架适合作多种对比试验 2、设有定时功能。 3、无级调速，操作简便。

型 号	HY-2	HY-4/KS
装 瓶 量	三角烧瓶 250ml × 13、500ml × 9、1000ml × 4	三角烧瓶 250ml × 9、500ml × 7、1000ml × 3
整机功率	60W	30W
熔 丝 管	φ 6 × 30, 2A	φ 6 × 30, 2A
转速范围	起动 ~300 转 / 分	起动 ~300 转 / 分
振 幅	20mm	
定时范围	0~120min (或常开)	
使用环境	温度：5~45℃，湿度：≤ 80%	

多功能振荡器



HY-3 多功能振荡器

HY-3 多功能振荡器具有水平振荡（往复振荡）和垂直振荡的综合功能，两组控制系统，无级调速，运转平稳，操作安全简便，一机多用。

型 号	HY-3
转速范围	起动 ~300r/min
振 幅	20mm
垂直负荷	5kg
水平装瓶	三角烧瓶 250ml × 16、500ml × 11、1000ml × 6
外形尺寸	740 × 450 × 340

多功能振荡器



HY-4S 调速振荡器

HY-4S 调速振荡器具有水平振荡（往复振荡）和垂直振荡的综合功能，两组控制系统，无级调速，运转平稳，操作安全简便，一机多用。

型 号	HY-4S
转速范围	起动~300r/min
振 幅	20mm
垂直负荷	5kg
水平装瓶	三角烧瓶 250ml × 16、500ml × 11、1000ml × 6
外形尺寸	740 × 450 × 340

调速多用振荡器



HY-B5 数显调速多用振荡器

回旋振荡器



HY-5 回旋振荡器

特点：

- 1、万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验。
- 2、设有机械定时。
- 3、无级调速，重心低，运转平衡。

型 号	装瓶量	转速范围	振 幅	定时范围	外形尺寸
HY-5	三角烧瓶 250ml × 13 500ml × 11 1000ml × 5	起动~300r/min	20mm	0~120min（或常开）	420 × 340 × 240

HY-6 双层振荡器是一种既能培养制备生物样品，又能适合小批量生产的系列化仪器。

特 点：

- 1、最大装瓶量为 20000ml。
- 2、往复振荡的振幅可以达到 40mm（需订制）。
- 3、无级调速，运转平稳。

型 号	HY-6
转速范围	起动~200r/min
振 幅	20mm
装 瓶 量	250ml × 35 × 2层、500ml × 24 × 2层 1000ml × 14 × 2层（三角烧瓶）
定时范围	0—120mm（或常开）
外形尺寸	660 × 460 × 550

双层振荡器



HY-6 双层振荡器

2002-26 数显双层调速多用振荡器

2 振荡器系列

大容量振荡器



HY-8 大容量振荡器

2002-27 数显大容量振荡器

特点：

- 1、装瓶量大，累计装瓶量可达 20000ml。
- 2、往复振荡幅度，客户需要可加大到 40mm。
- 3、无级调速，机械定时。

型 号	HY-8、2002-27
转 速	起动—250r/min
振 幅	20mm (回旋)
定时范围	0—120min
装瓶量	250ml × 42、500ml × 30、1000ml × 18
外形尺寸	720 × 620

ZW-A 型微量振荡器是作微量试剂振荡使用的工具。

特点：

- 1、随机配备为 0.4ml × 96 孔的血凝板。
- 2、调速范围从起动—1500r/min。
- 3、设有定时功能。
- 4、无级调速，操作简便安全。

型 号	ZW-A
转 速	起动0—1500r/min
振 幅	6mm
血 凝 板	0.4ml × 96孔
定时范围	0—120min(或常开)
外形尺寸	220 × 180 × 130mm



ZW-A 微量振荡器

BS-S 恒温气浴振荡箱主要特点:

- 1) 温度采用微电脑控制，有PID 超前控制设定，具有自行调整温度的功能、控温精确、无触点、使用寿命长；
- 2) 定时采用微电脑自动循环控制，自动开关；
- 3) 双层结构，适合多种溶液在各种器具中同时作对比试验；
- 4) 无级调速、运转平稳，操作简便，使用时间长，安全可靠。



型 号: BS-S	
电 源	AC220V 50HZ
控温范围	室温 ~ 60℃
整机功率	700W
加热功率	500W
振荡频率	起动~260 次/分
振 幅	20mm
控温精度	± 0.5℃
振荡定时	微电脑自动循环定时
工作尺寸	380 × 400mm × 2 (层)
	上层万能弹簧夹，下层专用夹具



恒温水浴锅广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验。**特点：**1、工作水箱不锈钢成形，抗腐蚀性能强。2、温控精确，数字显示，自动控温。3、带有磁力搅拌，工作中水温均匀。

型 号	HH-1	HH-2	HH-4	HH-6	HH-8
孔 数	1	2	4	6	8
加热功率	300W	500W	1000W	1500W	2000W
熔 丝 管	2A	3A	8A	10A	10A
温控范围	室温~100℃				
温升速度	自室温升至 100℃ ≤ 70min				
温度均匀性	± 1℃				
使用环境	环境温度 16℃-40℃，相对湿度 ≤ 80%				
控温精度	≤ ± 1℃				

如需高精度，可在订货时说明，其精度 ≤ ± 0.4℃。

4 恒温水浴系列

HH-501 超级恒温水浴



501 超级恒温水浴对高精度的试验尤为适用。

特点：

- 1、具有外循环和外附件式冷却功能。
- 2、温控精确，数字显示。
- 3、选材精良，抗腐蚀能力强。
- 4、设有水箱装置，水温均匀性好。

型 号	加热功率	控温精度	水温均匀性	外箱尺寸
501	1000W	$\leq \pm 0.5$	$\leq \pm 0.1$	480 × 280 × 360 外循环
601	1000W	$\leq \pm 0.5$	$\leq \pm 0.1$	480 × 280 × 360 内循环

76-1 电动搅拌玻璃恒温水浴



2003-22 (76-1) 电动搅拌玻璃恒温水浴 (数显)

特点：

- 1、工作槽透明玻璃制作。
- 2、温度控制精确。
- 3、有电动搅拌功能。
- 4、内部水温均匀。

型 号	加热功率	搅拌功率	控温范围	水槽尺寸	外箱尺寸 _{mm}
76-1	1000W	30W	室温 -100℃	φ 30 × 30	40 × 40 × 38

2003-23 (DF-1) 集热式搅拌器



HJ-8、DF-1 数显集热式搅拌器广泛用于样品的烘焙、干燥、蒸馏等温度试验。

特点：

- 1、加热温度高搅拌功率大。
- 2、数字式控温、清晰直观，便于控制。

型 号	加热功率	搅拌功率	搅拌速度	控温范围	外型尺寸
HJ-8(DF-1)	250W	25W	起动~2000r/min	室温+10~300℃	340 × 340 × 320

88-1 大功率磁力加热搅拌器



特点：

- 1、加热过程不变形，工作表面不锈钢。
- 2、磁力采用钕铁硼，磁力线长、衰减小。

型 号	88-1
加热功率	250W
搅拌功率	25W
搅拌速度	起动~2000r/min
控温范围	室温~300℃
工作面积	150mm 不锈钢
外型尺寸	290 × 290 × 150

磁力加热搅拌器操作简便，运转平稳，无级调速，能在较广的速度范围内对液体进行精密稳定的搅拌，特别适合小体积的样品。它是现代石油、化工、医药卫生、环保、生化、实验室、分析室、教育科研的必备工具。

型 号	78-1	79-1
转速范围	起动0-1400r/min(负载)	
工作面直径	φ 130mm	
加热功率	150W	
搅拌功率	3-6W	
使用环境温度	15℃-30℃	
外形尺寸 (mm)	230 × 160 × 70	230 × 160 × 70

双向磁力加热搅拌器具双向搅拌功能，自动转换，混匀彻底，无级调速，操作简便。

型 号	78-2	79-2
转速范围	起动0-1400r/min(负载)	起动0-1800r/min(负载)
工作面直径	φ 130mm	φ 130mm
加热功率	150W	150W
外型尺寸	230 × 160 × 70	230 × 160 × 70

型 号	85-2 模拟	HJ-3 数显	GH-08
转速范围	起动 -1500r/min(负载)	起动 -1400r/min(负载)	起动 -1400r/min(负载)
工作面直径	φ 130mm	φ 130mm	φ 150mm
加热功率	150W	150W	250W
控温范围	室温 +5-100℃ (沸点)	室温 -100℃	室温 -100℃

1 双向磁力加热搅拌器

78-2




2 磁力搅拌器

79-3



3 恒温磁力搅拌器

85-2



4 恒温磁力搅拌器

HJ-3



5 恒温磁力搅拌器

2003-12



6 恒温磁力搅拌器

HJ-3A



7 大功率磁力搅拌器

GH-08



8 恒温磁力搅拌器

GH-09

NEW
新品



9 恒温磁力搅拌器

GH-10

NEW
新品



5 磁力搅拌器系列



99-1 大功率磁力搅拌器对粘度大、容量大的液体进行搅拌，运转平稳，无级调速，能在较大的速度范围内对溶液进行精密稳定的搅拌，特别适合大体积的样品。

型 号	99-1
调速范围	起动 0—2000r/min
工作面尺寸	320 × 320
电机功率	50W—100W
工作容量	0—10000mL
外形尺寸	340 × 300 × 140

99-1 大功率磁力搅拌器



多头磁力加热搅拌器具有单点和多点同时搅拌功能，设有机械定时，操作简便，无级调速，能在较广范围内对溶液进行稳定精密的搅拌。

型 号	HJ-2	HJ-4、HJ-4B	HJ-6、HJ-6B
调速范围	起动—1600r/min	起动—1600r/min	起动—1600r/min
工作面直径	φ 130mm × 2	φ 130mm × 4	φ 130mm × 6
加热功率	120W × 2	120W × 4	120W × 6
定时范围	0—120min (或常开)	0—120min (或常开)	0—120min (或常开)
外形尺寸	300 × 200 × 90	47 × 220 × 90	700 × 200 × 90

HJ-2 多头磁力加热搅拌器



HJ-4 多头磁力加热搅拌器 (4 头)

HJ-4B 多头数显恒温磁力搅拌器




HJ-5 恒温数显多功能搅拌器



HJ-5A 恒温数显多功能搅拌器

多功能搅拌器，磁力加热（或恒温磁力加热）搅拌、电动搅拌可同机进行，特别适合不同粘度的小体积溶液的同机试验操作。



HJ-6 多头磁力加热搅拌器

型 号	HJ-5	HJ-5A
调速范围	磁力：起动—1400r/min	电动：起动—2500r/min
温控范围	室温—100℃	室温—300℃
温控精度	± 1℃	± 1℃ (水浴) ± 3℃ (油浴)
磁力功率	3—7W	50W
电动功率	25—60W	100W
加热功率	150W	500W
工作面直径	φ 130mm	220 × 220 × 220
外形尺寸	350 × 210 × 190	315 × 230 × 125



精密增力电动搅拌器设有机械定时，不锈钢搅拌棒，无级调速运转平稳，小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高粘度的溶液进行稳定精密的搅拌。

型 号	JJ-1
调速范围	起动 ~3000r/min
定时范围	0~120min
电机功率	25W-100W
外形尺寸	200 × 145 × 90

型 号	JJ-1数显
调速范围	起动 ~3000r/min
定时范围	0~120min
电机功率	25W-100W
外形尺寸	260 × 160 × 95



大功率电动搅拌器设有机械定时，搅拌棒选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，搅拌棒角度在0° - 30° 的范围可调，操作简便，运转平稳，无级调速。

型 号	JJ-1-160	JJ-1-200
调速范围	起动~1300r/min	起动~1300r/min
电机功率	160W	200W
外型尺寸	280 × 220 × 170	280 × 220 × 170

注：可做转速数显。



JJ-1 25W、40W、60W、100W



JJ-1 160W、200W

6 电动搅拌器系列



JJ-2 组织捣碎匀浆机



878 A、B 多功能粉碎机

组织捣碎匀浆机的主要特点是容量大、功率大、转速高，设有机械定时，操作简便，特别适用于各种肝脏组织的捣碎。捣碎的匀浆杯的选材有不锈钢和玻璃两种，前者美观耐用，后者方便观察，不锈钢和玻璃捣碎杯有优越的抗腐蚀性能，清洗，消毒十分方便。

型 号	调速范围	定时范围	电机功率	最大容量	外形尺寸
JJ-2	起动~1200r/min	0-60 min	120W	1000ml	300 × 300 × 510
878-A、B	起动~12000r/min		300W	1000ml	300 × 300 × 400



JJ-3 数显控温定时电动搅拌器

JJ-3 控温定时电动搅拌器具有力矩大，转速稳，连续可调，无噪音，搅拌棒采用不锈钢制成，抗腐蚀能力强，并增加了控温装置。

型 号	JJ-3 (数显)
电机功率	60W
加热功率	500W
调速范围	起动~3000r/min
定时范围	0-120min (或常开)
控 温	常温-100℃
外形尺寸	430 × 310 × 150



JJ-4 六联升降搅拌器 (同步)



JJ-4A 六联自动升降搅拌器 (数显)

六联数显自动升降搅拌器

特点：

- 1、搅拌棒自动升降。
- 2、转速数字显示，工作时间有微电脑控制；有自动开、关循环功能；配备光照。
- 3、六联运转同步。

型号	功率	调速范围	定时	升降高度	搅拌叶	外箱尺寸
JJ-4A	80W	起动0-250 r/min	电脑循环定时	≥250mm	7.5 × 2.5CM	430 × 310 × 150



SK-1 快速混匀器

快速混匀器（也称旋涡混合器）能实现窗口内的溶液快速混匀，混匀速度可调。

型号	最高速度	工作面直径	包装尺寸	外形尺寸
SK-1	2000r/min	φ 94mm	280 × 220 × 260	150 × 150 × 200



1

低速离心机

80-1



铁壳

2

数显离心机

80-3



塑料壳

3

低速离心机

80-4



塑料壳

4

低速离心机

800A



铁壳

5

低速离心机

800B



铁壳

6

低速离心机

800C



塑料壳

型 号	最高转速	容 量	最大相对离心力	包装尺寸
800	4000r/min	20mL × 6	1435g	320 × 320 × 300
80-1/2	4000r/min	20mL × 12	1795g	320 × 320 × 300
80-3 (数显)	4000r/min	20mL × 6	1435g	320 × 320 × 300
80-4	4000r/min	20mL × 12	1750g	310 × 310 × 300

7

高速离心机

YXJ-2



8

高速离心机

TGL-16



GH-2000 数字设时离心机，高速台式离心机最高转速 16000r/min，适用于微量样品快速分离合成：如核酸杂化。

型 号	最高速度	最大相对离心力	容 量	定 时	噪 声	包装尺寸
YXJ-2	16000r/min	17000g	0.5mL × 12 1.5mL × 12	0-60min	<75dB(A)	360 × 260 × 300
TGL-16	16000r/min	17000g	1.5mL × 12 0.5mL × 12	0-60min	<75dB(A)	360 × 260 × 300
TGL-16C	16000r/min	17000g	7mL × 8 0.5mL × 12	0-60min	<75dB(A)	360 × 260 × 300

8 离心机/电热板、电热套



80-5 低速离心机

低速离心机广泛应用于生物、化学、医药等科研教育和生产部门,适用于放射免疫鉴定及分离细胞和大质点。有定时和不定时,低速和高速,微量和大容量,转速数显和无数显多种规格供客户选择使用。

型 号	外形尺寸 (mm)	容 量	最高转速
80-5	425 × 328 × 250	20ML × 24	4000r/min
最大相对离心力	定时范围	调 速	
1700g	0-99min	100-4000r/min	



DB-2

● 不锈钢调温电热板广泛应用于样品的烘焙、干燥和作其它温度试验。

特点:

- 1、加热器采用浇铸成型工艺制作, 高温不变形。
- 2、面板选材: 8mm 厚不锈钢, 有优越的抗腐蚀性能。



DB-3

型 号	DB-1	DB-2	DB-3
加热功率	500W	800W	1000W
加热面积	0.035m ²	0.066m ²	0.077m ²
外形尺寸	200 × 150 × 80	300 × 220 × 100	350 × 220 × 100
微电脑	200 × 150 × 150	300 × 220 × 150	350 × 220 × 150



HDM-250 恒温电热套



HDM

恒温电热套广泛应用于样品的烘焙、干燥和作其它温度试验。选用高效保温节能材料作填充, 能快速实现恒温控制, 温控范围从室温至200℃。

型 号	HDM-250	HDM-500	HDM-1000	HDM-2000
容 量	250mL	500mL	1000mL	2000mL
加热功率	200W	400W	800W	1500W
温控范围	室温 (RT) -200℃	室温 (RT) -200℃	室温 (RT) -200℃	室温 (RT) -200℃
包装尺寸	300 × 260 × 200	380 × 280 × 200	450 × 300 × 200	600 × 350 × 200

恒温搅拌水箱广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍、化学试剂、浸渍药品和生物制品，也可用于其他恒温加热试验。可用于对手术器械进行煮沸消毒。



特点：

- 1、具有搅拌功能。
- 2、容积较大，用途广。

型 号	HH-42(三用)	HH-60(三用)
有效容积	420 × 180 × 160	600 × 300 × 170
加热功率	1000W	1500W
使用温度范围	室温 +5℃ - 100℃ (或沸点)	
控温精度	±1℃	±0.5℃
温度均匀性	±0.1℃	±0.1℃

● 如需高精度控温可在定货时直接说明。其控温精度 ≤ 0.4℃，设定零漂移，超前控制。

恒温油浴槽是供大专院校、工矿企业和科研单位等作精密恒温 and 辅助加热用的。

特点

- 1、采用不锈钢内胆。
- 2、高精度控温仪控温。
- 3、数显微电脑控制。

型 号	工作容积	加热功率	使用温度范围
HH-S	280 × 280 × 300	1200W	室温 ~ 300℃ ± 3℃

HH-42 快速恒温数显水箱



HH-60 数显恒温搅拌循环水箱



HH-S 恒温油浴槽



动植物切片机(动植物解剖刀)用于实验室及工业、医学、作宰杀动植物、切割、切片。

型 号	刃口截面积	外形尺寸
JP-40	3.5cm × 3.5cm	28.5 × 16 × 33cm



JP-40 切片机

10 干燥箱、熔蜡机、烤片机



干燥箱

● 恒温干燥箱采用风机进行空气强迫对流技术。

特点：

- 1、微电脑控制器，具有超温报警功能，使用稳定可靠。
- 2、方便观察，箱门打开时，微风循环加热自动停止。

型 号	2001-14	2001-15	2001-16	2001-17
电源电压	220V 50HZ			
控温范围	室温+10-250℃			
温度波动	± 1℃			
消耗功率	≤ 300W	≤ 500W	≤ 1000W	≤ 1500W
工作室尺寸	415 × 345 × 370	500 × 400 × 400	500 × 500 × 650	600 × 600 × 750



XH-4002 熔蜡机

熔蜡机将固体的蜡快速融化成液态，广泛地用于工业、科研、矿场等。

型 号	XH-4002	容 积	2.5加仑
加热功率	1000W	可控温范围	室温-90℃
控温精度	≤ 1℃	外形尺寸	360 × 430 × 460
内 腔	不锈钢外箱	包装尺寸	540 × 460 × 560
内胆尺寸	φ 240 × 高 260CM		



XH-4003 熔蜡机

熔蜡机 XH-4003

● 本产品采用铝质的内胆和外壳，外观精美，纯进口温控仪，确保了温控的高精度和稳定性。

型 号	XH-4003	容 积	7600ML
加热功率	600W	工作温度	室温-70℃
控温精度	≤ ± 3℃	内胆尺寸	直径 220 × 高 200
内 腔	铝内胆	外形尺寸	φ 310 × 420



XH-1001 烤片机




XH-1002 烤片机

● 烤片机小巧实用,适用于各种组织学、细胞学、生物学实验室。黑色特氟龙涂层烤片板,更易观察烤片。LED 显示温度。

型 号	XH-1001	XH-1002
加热功率	100W	200W
表面温度	表面最高温度65℃	
外形尺寸	260 × 200 × 80	640 × 240 × 100

石英亚沸纯水蒸馏器产品特点：

- 1、材料全部采用优质石英玻璃制成。
- 2、蒸馏的水不与任何金属接触。



SYZ-A、B

SYZ-A 石英亚沸高纯水蒸馏器

加热功率	规 格	出水量	外箱尺寸
1000W	φ 120 × 360	400—500ml/h	480 × 280 × 360



SYZ-A、550、B

SYZ-B 石英亚沸高纯水蒸馏器

加热功率	规 格	出水量	外箱尺寸
1200W	φ 120 × 480	800—1000ml/h	530 × 200 × 500



1810-B

1810-B 石英自动双重纯水蒸馏器

加热功率	规 格	出水量	外箱尺寸
1500W × 2	φ 100 × 480 φ 100 × 480	2000—2500ml/h	500 × 335 × 485



SYZ-C

SYZ-C 石英自动亚沸高纯水蒸馏器

加热功率	规 格	出水量	外箱尺寸
2000W	φ 100 × 480 φ 100 × 450	2000—2500ml/h 800—1000ml/h	500 × 335 × 485