


便携式电子天平

Navigator™

挥之即去，便捷称量

- ✓ **1S稳定时间** – Navigator™天平可在不到一秒钟时间内即可稳定，提供快速准确的称量结果，大大提高了操作效率。
- ✓ **灵巧的无线感应器** – Navigator™有两个无线感应器，在无线感应器上方轻松挥手即可控制去皮、打印或置零操作，可提高操作效率，避免样品残留物腐蚀按键，延长产品使用寿命。两个无线感应器可独立设置，最长达36组控制操作组合。
- ✓ **卓越的过载保护** – Navigator™配备卓越的过载保护系统，使得天平可以承受最大量程400%的重量，保护天平承受过载负荷的冲击。



通用规格参数 —— Navigator™, Navigator™ XL, Navigator™ XT

稳定时间(s)	≤1
去皮范围	全量程去皮
称量模式	基本称量，百分比称量，计件称量，检重称重，累加称量，峰值保持
按键	面板操作4个按键+2个红外无线感应器

*: NV212和NVL511无“千克”单位

Navigator™规格参数

产品描述	NV212B
最大称量值(g)	210
可读性(g)	0.01
重复性(g)	0.01
线性误差(g)	±0.02
秤盘尺寸	直径120mm

Navigator™ XL规格参数

产品描述	NVL511B	NVL1101B	NVL2101B	NVL5100B	NVL10000B	NVL20000B
最大称量值(g)	510	1100	2100	5100	10000	20000
可读性(g)	0.1			1		
重复性(g)	0.1			1		
线性误差(g)	±0.2			±2		
防水等级	IP43					
秤盘尺寸	194 mm x 203 mm (宽x深)					

Navigator™ XT规格参数

产品描述	NVT1601B/3	NVT3201B/3	NVT10000B/3	NVT16000B/3
最大称量值(g)	1600	3200	10000	16000
可读性(g)	0.1	0.2	1	1
重复性(g)	0.1	0.2	1	1
线性误差(g)	±0.2	±0.4	±2	±2
防水等级	IP43			
秤盘尺寸	230 mm x 174 mm (宽x深)			

NV、NVL型号为LCD显示屏，NVT型号为LED显示屏。

/3 = LED显示屏，出厂标配充电电池


家庭用便携秤



CL



CS



PS




外观小巧，方便携带

CL/CS

便携、可靠

- ✓ 两键设计—操作简单、便捷
- ✓ 外部按键标定—快捷标定
- ✓ 大称量台面—可称量大尺寸的物品
- ✓ 四分钟内无操作自动关机—节电设计，可延长电池的使用时间
- ✓ 机械结构、软件程序双重过载保护设计—保护传感器免受损坏



电池供电

CL系列

产品描述	CL201T	CL501T	CL2000T	CL5000T
量程(g)	200	500	2000	5000
可读性(g)	0.1	0.1	1	1
单位	g, trc, thk, tsg			
电源	3节“AA”电池(含)(可工作300小时)			
秤盘尺寸(mm)	ø120			
外形尺寸(宽x高x长)(mm)	145x45x205			
净重(kg)	0.4			


CS系列

产品描述	CS200	CS2000	CS5000
量程(g)	200	2000	5000
可读性(g)	0.1	1	1
单位	g, lb, oz		
电源	3节“AA”电池(含)(可工作300小时)		
秤盘尺寸(mm)	133x145		
外形尺寸(宽x高x长)(mm)	140x38x205		
净重(kg)	0.47		

PS(荣获多项专利认证)

便携、可靠

- ✓ 超便携设计—小巧精致，携带方便
- ✓ 可滑动秤盘/上盖—可保护显示屏、按键、传感器在运输和存储过程中免受损害
- ✓ 电池拆装的弹出设计—方便电池拆装
- ✓ 两分钟内无操作自动关机—提高电池使用寿命



电池供电

PS系列

产品描述	PS121T	PS251T
量程(g)	120	250
可读性(g)	0.1	
单位	g, trc, thk, tsg	
电源	2节CR2032纽扣电池(含)(可工作40小时)	
秤盘尺寸(mm)	63x66	
外形尺寸(宽x高x长)(mm)	71x22x97	
净重(kg)	0.075	

便携式天平通用型


Scout® Pro

精巧耐用，性能优越

- ✓ 多种称量单位 – 克、千克、磅、克拉、盎司、金衡等
- ✓ 运输保护装置 – 保护传感器在运输过程中免受损害
- ✓ 过载保护装置 – 具有超强抗过载能力
- ✓ 校正锁定开关 – 防止未经授权的设置修改
- ✓ 动态温度补偿功能 – 即时修正环境温度波动对称量结果的影响
- ✓ 操作简单 – 高对比度的液晶显示屏和便于操作的两键设计
- ✓ 清洁方便 – 可移动的不锈钢秤盘和密封的面板设计使天平便于清洁并具有防溢液功能
- ✓ 电池或者交流电源 – 用4节AA电池在自动关机模式下可使用40小时，或者也可使用电源适配器
- ✓ 内置下挂式秤钩 – 可满足用户进行密度测定和其他特殊要求的称量
- ✓ 选配USB或者RS232通讯接口 – 方便连接打印机、电脑和其他外围设备
- ✓ 丰富的内置应用程序：计件称量、百分比称量、累计称量、峰值保持



抗过载保护功能



运输保护装置



防盗装置



可选配USB或者RS232通讯接口

产品描述	SPS202FZH	SPS402FZH	SPS401FZH	SPS601FZH	SPS2001FZH	SPS4001FZH	SPS6000FZH
量程(g)	200	400	400	600	2000	4000	6000
可读性(g)	0.01			0.1			1
重复性(标准偏差)(g)	0.01			0.1			1
线性误差(±g)	0.01			0.1			1
电池工作时间(小时)	120	40	120	120	40	40	120
校准	自动外部校准, 配备砝码				自动外部校准, 选购砝码		
量程校正砝码(g)	200*	200*	200*	300*	2000	4000	4000
线性校正砝码(g)	100/200	200/400	200/400	300/600	1000/2000	2000/4000	3000/6000
秤盘尺寸(mm)	Ø120			165x142			
外形尺寸(宽x高x长)(mm)	192x54x210						
净重(kg)	0.8			0.9			

*标配砝码

便携式天平通用型



Valor™ 3000

精益生产，全新体验

- ✓ 全不锈钢结构以及独特的机械设计，坚固耐用、易于清洗
- ✓ 获得NSF认证和USDA认证、符合HACCP认证
- ✓ 10倍容量过载保护技术专为经常超载的恶劣环境设计
- ✓ 方便读取的背亮式液晶显示屏
- ✓ 使用4节2号电池可连续工作长达75小时
- ✓ 可调橡胶秤脚的设计保证极佳的稳定性
- ✓ 丰富的内置应用程序：百分比称量、比重称量



防水等级IP65

超级抗过载



百分比称重

比重称量

电池供电

防水等级IP65

附件(选配)

	<p>大尺寸宽秤盘(全不锈钢)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 适合称量大体积的物体 ■ 秤盘可脱卸，方便彻底清洁 ■ 280mm(长) x 150mm(宽) 		<p>玉米卷/炸薯条支架秤盘(全不锈钢)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 适合称量不规则物体 ■ 秤盘可脱卸，方便彻底清洁 ■ 尾部高度-70mm ■ 前部高度-30mm
	<p>冰淇淋筒支架秤盘(全不锈钢)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 秤盘可脱卸，方便彻底清洁 ■ 两个不同大小的孔可以用来放置不同尺寸的冰淇淋筒或其他类似形状的物体 ■ 高度-110mm ■ 直径-40mm, 55mm 		<p>便携箱</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 内置填充泡沫的塑料箱，在前盖上印有Ohaus标记 ■ 在搬运过程中保护天平与电源适配器(此便携箱并不适宜物流运输) ■ 422mm(长) x 320mm(宽) x 140mm(高)

产品描述	V31XH202ZH	V31XH2ZH	V31X6ZH	V31XW3ZH	V31XW6ZH
量程(g)	200	2000	6000	3000	6000
可读性(g)	0.01	0.1	1	0.2	1
称量单位	kg, lb, g, oz, lb:oz, dec/fra oz				
按键	三个机械按键(左边1个; 右边2个)				
显示屏	背亮液晶				
去皮范围	满量程				
稳定时间(s)	<=2				
操作温度范围(°C)	0-40				
环境湿度范围	10%-85%				
结构	全不锈钢外壳、秤盘、底座，不锈钢电池盖				
电源要求	交流适配器(标配)或4节2号电池(不标配)				
电池工作时间(小时)	75	75	120	75	75
秤盘尺寸(mm)	Ø120	146x158			
外形尺寸(宽x高x长)(mm)	186.1x76.9x218				
防护等级	--	--	--	IP65	IP65