

2017年

驰久®
Chijiu



上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
Shanghai Meiyingpu Instrument Manufacturing Co., Ltd

公司简介 | Company Introduction >>

上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司（原上海闵行虹浦仪器厂）创建于上世纪九十年代初，专业生产磁力搅拌器、电动搅拌器和与之配套的无刷直流电机，以及F4永磁搅拌子、医用不锈钢搅拌子等。公司有多名多年从事机械、电机、电子及软件开发的专业技术人员作技术支持，研制定做的产品品种繁多，产品结构合理，技术先进，性能良好，安全可靠，使用方便，能满足用户各种不同的使用需要，为化工、制药、日化、食品、涂料、建材、电子、汽车到农业、商检、质检、卫生防疫以及高校、研究单位等各行各业的各级实验室提供国内一流品质的通用仪器。

二十多年来稳步的发展，本公司已形成了库存丰富、供货快捷、价格合理、服务优异的特色，拥有了一支丰富仪器技术和全面、经验丰富的售后服务团队，并以专业、全面的技术支持和售后服务赢得了良好声誉，是国内极具实力的实验室基础仪器，拥有广泛而稳固的客户群体和分销网络。

在此，谨对多年以来给予上海梅颖浦充分支持和信赖的各位客户表示衷心的感谢！基于创立品牌和可持续发展的战略，梅颖浦愿与业内同行和广大用户一起成长，依托我们在产品资源和技术服务方面的突出优势，也使众多的客户在新技术、新方法、新仪器的应用中受益。

Shanghai Meiyingpu Instrument Manufacturing Co., Ltd. (Previously named as Shanghai Minhang Hongpu Instrument Factory) is specialized in manufacturing various stirrer instruments, having more than 20 years of rich experience, from basic type to professional type, including magnetic stirrers, electric stirrers, Polytetrafluoroethylene (PTFE) and stainless steel magnetic stirrer bars for medical application. Products developed and produced by our company are featured in ample variety, rational structure, advanced technology, supreme performance, safety and reliability, and convenience for use. Hence customers' different requirements can be satisfied, and domestic top quality products are supplied for various laboratory application in the industries of chemical, daily chemical, pharmaceutical, foodstuff, coating material, construction material, electronical, automobile, agricultural, and in the sectors of commodity inspection, quality inspection, sanitary and epidemic prevention, colleges/universities, and research institutes.

Steadily developed for over twenty years, we have established a system with sufficient stock, fast delivery, reasonable price, and super service. Our team possesses adequate instrument technology and rich after-sale service experience, and has good business credibility for professional and comprehensive technical support and after-sale service. Being a manufacturer with substantial strength for laboratory basic instruments, we have widespread and stable customer groups, and a good distribution network.

We have sincere thanks to our customers for trusting and supporting us all these years! Based on our brand creating and sustainable development strategy, we are willing to develop together with our counterparts and customers, and with our product resources and technical service strength, benefit our customers in their application of new technology, new methods, and new instruments.

开户行：上海银行茶陵支行

帐号：316845-00007099390

税号：91310118631330348H

目录 CONTENTS

MYP11-2智能型磁力搅拌器 MYP11 Series Intelligent Magnetic Stirrer	2
智能恒温磁力搅拌器 Thermostat Magnetic Stirrer	3
恒温磁力搅拌器 Thermostat Magnetic Stirrer	4
加热磁力搅拌器 Thermostat Magnetic Stirrer	5
电热套磁力搅拌器 Electric Sets Magnetic Stirrer	7
数显恒温磁力搅拌器 Digital Temperature Magnetic Stirrer	8
定时加热磁力搅拌器 Timing Temperature Magnetic Stirrer	9
多工位磁力搅拌器 (带加热) Multi-Position Magnetic Stirrer (With Heating)	10
多工位磁力搅拌器 (不带加热) Multi-Position Magnetic Stirrer (Without Heating)	11
磁力搅拌器 Magnetic Stirrer	12
 新款磁力搅拌器 Magnetic Stirrer	14
大功率磁力搅拌器 Magnetic Stirrer With Large Power	15
大功率磁力搅拌器 (带加热) Magnetic Stirrer With Large Power (With Heating)	17
MYP2011系列恒速电动搅拌器 MYP2011 Series Electric Stirrer With Constant Speed Low Speed ..	18
MYP12系列程控搅拌器 MYP12 Series Programmable Blender	19
H系列定时电动搅拌器 H Series Electric Stirrer With Constant Speed Low Speed	20
D系列电动搅拌器 D Series Electric Stirrer	21
JB系列电动搅拌器 JB Series Electric Stirrer	22
S312系列恒速搅拌器 S312 Series Constant-Speed Stirrer	23
配件 Accessories	24
特殊定制搅拌子 Special Customized Stirrer	25

MYP11-2智能型磁力搅拌器

MYP11 Series Intelligent Magnetic Stirrer



铝合金外壳整体压铸，无刷直流电机驱动，微处理器控制，两个LED数显窗，可分别显示转速，定时时间，液体温度及加热盘温度，按键操作与旋转式编码器操作可供用户选择。

Aluminum alloy die casting shell as a whole, brushless Dc motor drive, micro-controller, 2 LED display windows, displaying respectively rotational speed, timing, liquid temperature and heating plate temperature.



MYP11-2A



MYP11-2

技术参数 Technical parameters	MYP11-2A恒温磁力搅拌器 Thermostat magnetic stirrer	MYP11-2恒温磁力搅拌器 Thermostat magnetic stirrer
控制操作形式 Control	旋钮+按键 Knob+Button	按键 Button
电压 (AC) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	5L	5L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	15W	15W
转速范围(r/min) Speed range	50-1500	50-1500
数字显示 Digital display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum alloy	铝合金 Aluminum alloy
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	φ 145	φ 145
加热功率 (W) Heating power	600	600
加热温度范围 (°C) Heating temperature range	室温-320 Room temperature-320	室温-320 Room temperature-320
工作盘最高安全温度 (°C) Working plate max. safety temperature	350	350
外接传感器控温精度 (°C) External temperature control precision	± 0.5	± 0.5
定时范围(min) Timing range	1~250	1~9999
外形尺寸 (mm) Dimension	280 × 160 × 90	280 × 160 × 90
重量 (kg) Weight	2.7	2.7
价格 (元) Price (RMB)	2800.00	2800.00

无刷直流电机驱动，微处理器控制，多种型号，适合不同的使用要求。

Brushless Dc motor drive, Microprocessor control, A variety of models suitable for you requirements.



08-2G



H01-1A



SH05-3G

技术参数 Technical parameters	08-2G	H01-1A	SH05-3G
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button	按键 Button
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	5L	10L	10L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	10W	15W	15W
转速范围(r/min) Speed range	起动~1500	起动~1500	起动~1500
数字显示 Digital display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum alloy	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	φ 145	φ 175	φ 175
加热功率 (W) Heating power	600	800	800
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温-250 Room temperature-250	室温-250 Room temperature-250	室温-250 Room temperature-250
外接传感器控温精度 (℃) External temperature temperature control precision	± 1	± 1	± 1
定时范围(min) Timing range	250	250	250
外形尺寸 (mm) Dimension	245 × 150 × 125	280 × 175 × 145	330 × 190 × 130
重量 (kg) Weight	3.83	5.28	4.6
价格 (元) Price (RMB)	1780.00	1680.00	1860.00

铝合金外壳整体压铸，无刷直流电机驱动，无级调速， ϕ 145mm铝合金加热盘，600W功率，升温快，内置温度控制器，可调加热盘温度50~300℃，加热盘限制安全温度350℃，多种型号，适合不同的使用要求。

Aluminum alloy die casting shell as a whole, brushless Dc motor drive, variable speed. ϕ 145 mm aluminum heating plate With power 600W and features heating up fast Built-in temperature controller Adjustable heating plate temperature : 50~300℃ Safety temperature of Heating plate : 350℃ A variety of models suitable for you requirements.



08-2



X85-2



X85-2S

技术参数 Technical parameters	08-2	X85-2	X85-2S
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	5L	5L	5L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	10W	10W	10W
转速范围(r/min) Speed range	起动 ~1500	起动 ~1500	起动 ~1500
数字显示 Digital display	温度 Temperature	-	转速 Speed
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum alloy	铝合金 Aluminum alloy	铝合金 Aluminum alloy
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	ϕ 145	ϕ 145	ϕ 145
加热功率 (W) Heating power	600	600	600
液体控温 Liquid temperature	热电偶 Thermocouple	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers
外形尺寸 (mm) Dimension	250 × 150 × 135	250 × 150 × 135	250 × 150 × 135
重量 (kg) Weight	3.83	3.83	3.83
价格 (元) Price (RMB)	1680.00	1580.00	1600.00

铝合金外壳，无刷直流电机驱动，无级调速， ϕ 175mm不锈钢加热盘，搅拌量大，不同功能，能满足不同用户的需要。
 Aluminum enclosure, brushless Dc motor drive, variable speed. ϕ 175 mm stainless steel heating plate Driven by brushless DC motor; Stepless speed regulating.



SH21-1



SH21-2



SH23-2

技术参数 Technical parameters	SH21-1	SH21-2	SH23-2
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	3L	10L	10L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	10W	15W	15W
转速范围 (r/min) Speed range	起动 ~1500	起动 ~2000	起动 ~2000
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	ϕ 175	ϕ 175	ϕ 175
数字显示 Digital display	-	-	转速 Speed
加热功率 (W) Heating power	500W内可调 500W adjustable within	500W内可调 500W adjustable within	500W内可调 500W adjustable within
液体控温范围 $^{\circ}\text{C}$ Liquid temperature range	室温-150 (1L以内) Room temperature -150	室温-150 (1L以内) Room temperature -150	室温-150 (1L以内) Room temperature -150
液体控温 Liquid temperature	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers
外形尺寸 (mm) Dimension	315 × 190 × 125	315 × 190 × 125	315 × 190 × 125
重量 (kg) Weight	4.2	4.34	4.6
价格 (元) Price (RMB)	1080.00	1280.00	1650.00

无刷直流电机驱动，无级调速， ϕ 145mm不锈钢加热盘，搅拌量大，不同功能，能满足不同用户的需要。

Brushless Dc motor drive, variable speed. ϕ 145 mm stainless steel heating plate Driven by brushless DC motor; stepless speed regulating.



85-2




81-2


技术参数 Technical parameters	85-2	81-2
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	10L	3L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC Motor	无刷直流电机 Brushless DC Motor
电机功率 Motor power	10W	8W
转速范围(r/min) Speed range	起动~2000	起动~1500
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	ϕ 145	ϕ 145
加热功率 (W) Heating power	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within
液体控温范围 $^{\circ}\text{C}$ Liquid temperature range	室温-150 (1L以内) Room temperature -150	室温-150 (1L以内) Room temperature - 50
液体控温 Liquid temperature	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers
外形尺寸 (mm) Dimension	260 \times 150 \times 125	260 \times 150 \times 125
重量 (kg) Weight	3.2	3.0
价格 (元) Price (RMB)	860.00	800.00

铝合金外壳整体压铸，无刷直流电机驱动，微处理器控制，采用电热套加热，具有受热面积大、均匀、升温快的特点，最高温度380℃。多种型号，适合不同的使用要求。

Aluminum alloy die casting shell as a whole, brushless Dc motor drive, micro-controller, Using electric heating units with heated area is characterized by a uniform warming fast maximum temperature 380℃ A variety of models suitable for you requirements.



08-2T



SH05-3T

技术参数 Technical parameters	08-2T	SH05-3T
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button
电压 (AC) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	250ml或500ml	1000ml
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	10W	15W
转速范围(r/min) Speed range	起动~1500 / 起动~2000	起动~1500 / 起动~2000
数字显示 Digital display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time
加热功率 (W) Heating power	160W/260W	380W
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温-150 Room temperature - 150	室温-150 Room temperature - 150
外接传感器控温精度 (℃) External temperature temperature control precision	± 1	± 1
定时范围(min) Timing range	250	250
外形尺寸 (mm) Dimension	250 × 150 × 170	315 × 190 × 190
重量 (kg) Weight	4.5	6.5
价格 (元) Price (RMB)	1800.00	1880.00

无刷直流电机驱动，无级调速，不锈钢加热盘，搅拌量大，不同功能，能满足不同用户的需要。

Brushless Dc motor drive, variable speed. stainless steel heating plate Driven by brushless DC motor; stepless speed regulating.



H01-1B



H01-1C



H01-3

技术参数 Technical parameters	H01-1B	H01-1C	H01-3
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	5L	5L	10L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	10W	10W	15W
转速范围(r/min) Speed range	起动~2000	起动~2000	起动~2000
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	φ 145	φ 145	φ 175
数字显示 Digital display	转速、温度 Speed, temperature	温度 Temperature	-
加热功率 (W) Heating power	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within	800W内可调 800W adjustable within
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温-150 (1L以内) Room temperature - 150	室温-150 (1L以内) Room temperature - 150	室温-150 (1L以内) Room temperature - 150
液体控温 Liquid temperature	传感器 Sensor	传感器 Sensor	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers
外形尺寸 (mm) Dimension	225 × 155 × 125	225 × 155 × 125	290 × 180 × 135
重量 (kg) Weight	3.15	3.1	5.3
价格 (元) Price (RMB)	1300.00	1260.00	1480.00

无刷直流电机驱动，无级调速，机械定时器定时，最长定时120分钟， ϕ 145mm不锈钢加热盘，搅拌量大，不同功能，能满足不同用户的需要。

Brushless Dc motor drive, variable speed. Mechanical timer and the longest time : 120 minutes ϕ 145 mm stainless steel heating plate Driven by brushless DC motor; stepless speed regulating.



95-1



94-2



H97



H97-A

技术参数 Technical Parameters	95-1	94-2	H97	H97-A
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	3L	3L	10L	10L
电机类型 Motor type	交流伺服电机 可正反转搅拌 AC servo motors reversing agitation	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	8W	8W	10W	10W
转速范围(r/min) Speed range	起动~1200	起动~1500	起动~2000	起动~2000
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	ϕ 145	ϕ 145	ϕ 145	ϕ 145
加热功率 (W) Heating power	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within	360W内可调 360W adjustable within
液体控温范围 $^{\circ}$ C Liquid temperature range	室温-150 (1L以内) Room temperature -150	室温-150 (1L以内) Room temperature -150	室温-150 (1L以内) Room temperature -150	室温-150 (1L以内) Room temperature -150
液体控温 Liquid temperature	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers
定时范围(min) Timing range	120	120	120	120
外形尺寸 (mm) Dimension	225 \times 155 \times 125	225 \times 155 \times 125	225 \times 155 \times 125	225 \times 155 \times 125
重量 (kg) Weight	3.1	3.1	3.2	3.2
价格 (元) Price (RMB)	960.00	920.00	980.00	980.00

多工位磁力搅拌器 (带加热)

Multi-Position Magnetic Stirrer (With Heating)

无刷直流电机驱动, 无级调速, LED数显窗, 每个工位都可独立操作, 不锈钢工作台面。

Brushless Dc motor drive, variable speed. 2 LED display windows, Every station can be operated independently
Stainless steel countertops.



524G



H01-1D



H05-1



H04-1

技术参数 Technical parameters	524G	H01-1D	H05-1	H04-1
控制操作形式 Control	按键 Button	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V
搅拌工位 Mixing site	4	6	4	10
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	3L × 4	3L × 6	3L × 4	1L × 10
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	8W	8W	8W	8W
数字显示 Digital display	转速、温度、时间 Speed temperature time	温度 Temperature	-	-
转速范围(r/min) Speed range	起动~1500	起动~1500	起动~1500	起动~1500
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum alloy	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	φ 145	φ 145	φ 145	φ 110
加热功率 (W) Heating power	4 × 600	6 × 360W内可调	4 × 360W内可调	10 × 200W内可调
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温-150 (1L以内) Room temperature -150	室温-150 (1L以内) Room temperature -150	室温-150 (1L以内) Room temperature -150	室温-150 (0.5L以内) Room temperature -150
液体控温 Liquid temperature	传感器 Sensor	传感器 Sensor	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers	导电温度计 (客户自备) Conductive thermometers
外形尺寸 (mm) Dimension	380 × 380 × 145	1005 × 230 × 130	670 × 230 × 130	645 × 300 × 115
重量 (kg) Weight	12.15	21.05	13.66	22
价格 (元) Price (RMB)	5600.00	7800.00	4000.00	8200.00

无刷直流电机驱动，无级调速，LED数显窗，每个工位都可独立操作，不锈钢工作台面。

Brushless Dc motor drive, variable speed. 2 LED display windows, Every station can be operated independently
Stainless steel countertops.



84-1 (四)



84-1 (六)



84-1A (四)



84-1A (六)

技术参数 Technical parameters	84-1 (四)	84-1 (六)	84-1A (四)	84-1A (六)
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V
搅拌工位 Mixing site	4	6	4	6
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	1.5L × 4	1.5L × 6	1.5L × 4	1.5L × 6
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	8W × 4	8W × 6	8W × 4	8W × 6
数字显示 Digital display	转速 Speed	转速 Speed	-	-
转速范围 (r/min) Speed range	起动~1500	起动~1500	起动~1500	起动~1500
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 (mm) Dimension	290 × 280 × 80	420 × 300 × 80	290 × 280 × 80	420 × 300 × 80
重量 (kg) Weight	5.8	9.17	5.65	9.08
价格 (元) Price (RMB)	2300.00	3400.00	2200.00	3000.00

无刷直流电机驱动，不锈钢工作台面，不同的外形尺寸和搅拌量，适应不同的使用要求。

Brushless Dc motor drive. Stainless steel working face Different dimensions and mixing capacity to adapt to different requirements.



MYP13-2



MYP13-2S


技术参数 Technical parameters	MYP13-2	MYP13-2S
控制操作形式 Control	旋钮 Knobs	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V
搅拌工位 Mixing site	-	-
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	3L	5L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	8W	15W
数字显示 Digital Display	-	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed range	启动~1500	60~2000
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 (mm) Dimension	200 × 140 × 70	200 × 140 × 70
重量 (kg) Weight	0.9	0.9
价格 (元) Price (RMB)	560.00	780.00

注：MYP10-1为低速磁力搅拌器，步进电机驱动，转速精确，适用于生物培养等，工位数和搅拌容量，外形尺寸均可根据用户需要制作。

Note: MYP10-1 is a low-speed magnetic stirrer with stepper motor drives and speed precision. It's suitable for biological cultivation. Number of stations, mixing capacity and dimensions are customized according to different needs.

无刷直流电机驱动，不锈钢工作台面，不同的外形尺寸和搅拌量，适应不同的使用要求。

Brushless Dc motor drive, Stainless steel working face Different dimensions and mixing capacity to adapt to different requirements.



85-1A



85-1



85-2A



98-1



98-2



H03-A



H03-B

技术参数 Technical parameters	85-1A	85-1	85-2A	98-1	98-2	H03-A	H03-B
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	2L	3L	5L	10L	10L	10L	20L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	4W	8W	10W	15W	15W	15W	40W
数字显示 Digital display	-	-	-	电压表显示 输出电压 Voltmeter shows the output voltage	-	转速 Speed	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed range	起动~2000	起动~1500	起动~2000	起动~2000	起动~2000	起动~2000	60~2000
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 (mm) Dimension	120×130×65	210×130×65	245×145×100	260×160×110	260×160×110	210×210×105	210×210×105
重量 (kg) Weight	1.2	2.0	3.2	4.0	4.2	3.64	4.13
价格 (元) Price (RMB)	380.00	420.00	580.00	1180.00	1080.00	1180.00	1880.00

注：98-1磁力搅拌器在机后装有220V插座，输出电压可调，配上加热管和导电温度计，可加热控温。

Note: The output voltage is adjustable for a 220V socket equipped with 98-1 magnetic stirrer. Coupled with heating pipes and conductive thermometers, Temperature control is available for it.

无刷直流电机驱动，不锈钢工作台面，不同的外形尺寸和搅拌量，适应不同的使用要求。


Brushless Dc motor drive, Stainless steel working face Different dimensions and mixing capacity to adapt to different requirements.



技术参数 Technical parameters	MYP16-2	MYP16-3	MYP16-4	MYP16-5
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V
搅拌工位 Mixing site		4		
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	10L	1.5L × 4	20L	50L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	15W	8W × 4	40W	100W
数字显示 Digital display	电压表显示输出电压 Voltmeter shows the output voltage	转速 Speed	-	-
转速范围(r/min) Speed range	起动~2000	起动~1500	60~2000	60~1400
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 (mm) Dimension	260 × 160 × 85	335 × 285 × 77	380 × 300 × 105	495 × 400 × 115
重量 (kg) Weight	4.0	5.8	6.45	10.5
价格 (元) Price (RMB)	1900.00	2400.00	1980.00	3600.00

无刷直流电机驱动，不锈钢工作台面，强磁力，大功率，大搅拌量，结构坚固，转速数显，本公司自产电机，特殊的调速范围可定制。

Brushless Dc motor drive, variable speed. Stainless steel working face Strong magnetic force Structure is strong enough to withstand ten weight of the maximum stirring capacity The company's self-produced special speed range can be customized.



90-1



90-1A



90-1B



96-1



H01-2

技术参数 Technical parameters	90-1	90-1A	90-1B	96-1	H01-2
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max.stirring capacity	20L	20L	20L	50L	50L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	40W	40W	40W	100W	100W
数字显示 Digital display	-	电压表显示输出电压 Voltmeter shows the output voltage	转速 Speed	-	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed range	60~2000	60~2000	60~2000	60~1400	60~1400
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 (mm) Dimension	305 × 300 × 105	305 × 300 × 105	305 × 300 × 105	410 × 400 × 115	410 × 400 × 115
重量 (kg) Weight	6.45	6.56	6.49	10.5	10.66
价格 (元) Price (RMB)	1880.00	1980.00	1950.00	3500.00	3600.00

注：90-1A磁力搅拌器在机后装有220V插座，输出电压可调，配上加热管和导电温度计，可加热控温。

Note: The output voltage is adjustable for a 220V socket equipped with 90-1A magnetic stirrer. Coupled with heating pipes and conductive thermometers, Temperature control is available for it.

大功率磁力搅拌器

Magnetic Stirrer With Large Power

称重磁力搅拌器集电子称和磁力搅拌器于一体，电子称采用优质品牌的传感器，数字部分采用高精度A/D转换，分辨率高，无刷直流电机驱动，不锈钢工作台面，强磁力，大功率，大搅拌量，结构坚固，转速数显，本公司自产电机，特殊的调速范围和搅拌量可定制。

weighing magnetic stirrer combines electronic scale and magnetic stirrer into one Electronic sensor adopts premium brand transducer, and digital part applies high precision A/D conversion, with high resolution.

Brushless Dc motor drive, variable speed. Stainless steel working face Strong magnetic force Structure is strong enough to withstand ten weight of the maximum stirring capacity The company's self-produced special speed range can be customize.



技术参数 Technical parameters	称重磁力搅拌器	H01-2A
控制操作形式 Control	按键 Button	旋钮 Knob
电压 (AC) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	100L	100L
称量 / 精度 Weighing / precision	250kg/10g	-
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	150W	150W
数字显示 Digital display	重量、转速、时间 Weight, speed, time	转速 Speed
转速范围(r/min) Speed range	60~1400	60~1400
工作盘材质 Working plate material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
外形尺寸 (mm) Dimension	650 × 500 × 900	620 × 500 × 850
重量 (kg) Weight	-	-
价格 (元) Price (RMB)	17800.00	8800.00


无刷直流电机驱动, 不锈钢工作台面, 强磁力, 大功率, 大搅拌量, 结构坚固, 转速数显, 本公司自产电机, 特殊的调速范围可定制。

Brushless Dc motor drive, variable speed. Stainless steel working face Strong magnetic force Structure is strong enough to withstand ten weight of the maximum stirring capacity The company's self-produced special speed range can be customized.



技术参数 Technical parameters	08-3G	H01-2G
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button
电压 (AC) Voltage	220V	220V
最大搅拌量 (水) Max. stirring capacity	20L	100L
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	40W	150W
数字显示 Digital display	转速、温度、时间 Speed temperature time	转速、温度、时间 Speed temperature time
转速范围(r/min) Speed range	启动~1500	60~1400
工作盘材质 Working plate material	铝合金 Aluminum Alloy	铝合金 Aluminum Alloy
工作盘尺寸 (mm) Working plate size	φ 300	φ 500
加热功率 (W) Heating power	2000W	4300W
液体控温范围℃ Liquid temperature range	室温-150 Room temperature -150	室温-150 Room temperature -150
液体控温 Liquid temperature	传感器 Sensor	传感器 Sensor
外形尺寸 (mm) Dimension	380 × 310 × 150	620 × 500 × 850 (落地式)
重量 (kg) Weight	11.5	-
价格 (元) Price (RMB)	5500.00	17800.00

无刷直流电机驱动，穿透式搅拌轴，单片机闭环控制，转速恒定，数字显示及设定转速，旋转式编码器控制。
Brushless DC motor drive penetration type stirring shaft MCU closed-loop control Constant and stable rotational speed Digital display and speed setting, rotary encoder operation.




技术参数 Technical parameters	MYP2011-50	MYP2011-100	MYP2011-150	MYP2011-250
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机转矩 Motor torque	200mN.M	450mN.M	600mN.M	1N.M
电机功率 Motor power	50W	100W	150W	250W
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed range	60-1500	60-1500	60-1500	60-1500
数字显示 Digital display	LCD	LCD	LCD	LCD
搅拌棒长度 (mm) Stirring rod length	350	350	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	聚四氟 PTFE	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 (mm) Pole length	700	700	700	700
夹头夹持尺寸 (mm) chuck clamping range	φ 1.5-13	φ 1.5-13	φ 1.5-13	φ 1.5-13
外形尺寸 (mm) Dimension	380 × 82 × 210 (主机)	380 × 82 × 210 (主机)	380 × 82 × 210 (主机)	380 × 82 × 210 (主机)
重量 (kg) 全套重量 Weight	12	12.3	12.5	12.6
价格 (元) 全套 Price (RMB)	2400.00	2800.00	3200.00	3600.00

注：搅拌棒材质可选 F4或不锈钢，底座可选平板型或弯脚型

无刷直流电机驱动，微处理器控制，显示转速，时间，加速率精确，结构精密，操作简单，正转时间t1、反转时间t3、间歇时间t2、t4的时间单位-秒（最长255秒）定时的时间单位-分（最长9999分），加速单位rpm / 秒。

Brushless DC motor drive micro-processor control rotate speed display time accurate acceleration precise structure simple operation FWD time1 REV time 3 Interval time max 255 sec max 9999 Acceleration Unit rpm / sec.



技术参数 Technical parameters	MYP12-2-10	MYP12-2-15	MYP12-2-25
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button	按键 Button
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机功率 Motor power	100W	150W	250W
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed range	60-1500	60-1500	60-1500
数字显示 Digital display	LCD	LCD	LCD
搅拌棒长度 (mm) Stirring rod length	350	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 (mm) Pole length	700	700	700
夹头夹持尺寸 (mm) chuck clamping range	φ 1.5-10	φ 1.5-13	φ 1.5-13
外形尺寸 (mm) Dimension	410×93×160 (主机)	410×93×170 (主机)	410×93×180 (主机)
重量 (kg) 全套重量 Weight	12.3	12.5	12.6
价格 (元) 全套 Price (RMB)	2080.00	2580.00	3080.00

注：程控系列搅拌机可正反转双向搅拌
搅拌棒材质可选 F4或不锈钢，底座可选平板型或弯脚型

H系列定时电动搅拌器

H Series Electric Stirrer With Constant Speed Low Speed

无刷直流电机驱动，闭环调速，单板机控制，按键操作，9999分钟的最长定时。

Brushless DC motor drive; speed control with closed loop MCU control; button Operation, The longest time set is 9999min.



技术参数 Technical parameters	H2004G	H2010G	H2015G	H2025G
控制操作形式 Control	按键 Button	按键 Button	按键 Button	按键 Button
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机转矩 Motor torque	200mN.M	450mN.M	600mN.M	1N.M
电机功率 Motor power	40W	100W	150W	250W
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed range	60-1500	60-1500	60-1500	60-1500
数字显示 Digital display	LCD	LCD	LCD	LCD
搅拌棒长度 (mm) Stirring rod length	350	350	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	聚四氟 PTFE	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 (mm) Pole length	700	700	700	700
夹头夹持尺寸 (mm) chuck clamping range	φ 1.5-10	φ 1.5-10	φ 1.5-13	φ 1.5-13
外形尺寸 (mm) Dimension	410 × 93 × 160 (主机)	410 × 93 × 160 (主机)	410 × 93 × 170 (主机)	410 × 93 × 180 (主机)
重量 (kg) 全套重量 Weight	12	12.3	12.5	12.6
价格 (元) 全套 Price (RMB)	1680.00	1880.00	2380.00	2880.00

注：搅拌棒材质可选 F4或不锈钢，底座可选平板型或弯脚型

无刷直流电机驱动，转速数显。
Brushless DC motor drive; Digital display rotation speed.



技术参数 Technical Parameters	D2004W	D2010W	D2015W	D2025W
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机转矩 Motor torque	200mN.M	450mN.M	600mN.M	1N.M
电机功率 Motor power	40W	100W	150W	250W
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed range	60-1500	60-1500	60-1500	60-1500
数字显示 Digital display	LED	LED	LED	LED
搅拌棒长度 (mm) Stirring rod length	350	350	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	聚四氟 PTFE	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 (mm) Pole length	700	700	700	700
夹头夹持尺寸 (mm) Chuck clamping range	φ 1.5-10	φ 1.5-10	φ 1.5-13	φ 1.5-13
外形尺寸 (mm) Dimension	390×93×160 (主机)	390×93×160 (主机)	390×93×180 (主机)	390×93×180 (主机)
重量 (kg) 全套重量 Weight	8.4	12.1	12.5	13
价格 (元) 全套 Price (RMB)	1480.00	1680.00	2080.00	2580.00

注：搅拌棒材质可选 F4或不锈钢，底座可选平板型或弯脚型

无刷直流电机驱动，转速数显。
Brushless DC motor drive; Digital display rotation speed.



技术参数 Technical Parameters	JB50-S	JB90-S	JB200-S
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
电机类型 Motor type	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor	无刷直流电机 Brushless DC motor
电机转矩 Motor torque	200mN.M	450mN.M	1N.M
电机功率 Motor power	50W	90W	200W
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed range	60-1500	60-1500	60-1500
数字显示 Digital display	LED	LED	LED
搅拌棒长度 (mm) Stirring rod length	350	350	350
搅拌棒材质 Stirring rod material	聚四氟 PTFE	不锈钢 Stainless steel	不锈钢 Stainless steel
立杆长度 (mm) Pole length	700	700	700
夹头夹持尺寸 (mm) Chuck clamping range	φ 1.5-10	φ 1.5-10	φ 1.5-13
外形尺寸 (mm) Dimension	390×93×160 (主机)	390×93×160 (主机)	390×93×180 (主机)
重量 (kg) 全套重量 Weight	8.4	12.1	12.5
价格 (元) 全套 Price (RMB)	1480.00	1580.00	2380.00

注：搅拌棒材质可选 F4或不锈钢，底座可选平板型或弯脚型

交流感应电机驱动，测速机负反馈电子调速和变频调速，运作稳定，转速不受负载的影响，转速数字显示。
 Driven by AC motor; speed machine show negative feedback electronic speed and frequency control; stable operation and the load not affect the rotation speed; digital show the speed.



技术参数 Technical parameters	S312-60	S312-90	S312-120	S312-250	S312-750
控制操作形式 Control	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob	旋钮 Knob
调速方式 Speed way	电子调速 Electronic speed control	电子调速 Electronic speed control	变频调速 Frequency control	变频调速 Frequency control	变频调速 Frequency control
电机类型 Motor type	交流感应电机 AC induction motor	交流感应电机 AC induction motor	交流感应电机 AC induction motor	交流感应电机 AC induction motor	交流感应电机 AC induction motor
电机功率 Motor power	60W	90W	120W	250W	750W
电压 (AC) Voltage	220V	220V	220V	220V	220V
转速范围(r/min) Speed range	100~1400	100~1400	100~1400	100~1400	100~1400
数字显示 Digital display	LED	LED	LED	LED	LED
搅拌棒长度 (mm) Stirring rod length	350	350	450	450	50
立杆长度 (mm) Pole length	700	700	800	800	定制
夹头夹持尺寸 (mm) Chuck clamping range	φ 1.5-10	φ 1.5-10	φ 1.5-13	φ 1.5-13	φ 1.5-13
重量 (kg) 全套重量 Weight	11.3	11.3	-	-	-
价格 (元) 全套 Price (RMB)	1780.00	1880.00	6800.00	9800.00	待定

该产品是磁力搅拌器搅拌溶液时必需部件，我公司生产的搅拌子，采用优质永磁磁钢，具有耐高温300℃、耐磨、耐化学腐蚀、无毒性、旋转力矩大、运转稳定等优点。各种型号和规格齐全，能满足用户不同的使用要求，特殊规格可定制。

The magnetic bar is the essential part of our stirrer, using the high-quality permanent-magnet alnico. The bar is able to bear the high temperature of 300°C. Besides, it features in chemical corrosion-resistant, wear-resistant, non-toxic, large stirring torque and smooth operation. The special model order is available according to your needs.

产品名称	型号	外形尺寸 (mm)	出厂价 (元)
橄榄型 	A615	直径×长度: 6×15	5.90
	A820	直径×长度: 8×20	7.20
	A923	直径×长度: 9×23	7.90
	A1030	直径×长度: 10×30	9.40
	A1335	直径×长度: 13×35	11.00
	A1758	直径×长度: 17×58	31.90
圆柱形 	B310	直径×长度: 3×10	3.80
	B515	直径×长度: 5×15	4.70
	B620	直径×长度: 6×20	5.30
	B625	直径×长度: 6×25	6.50
	B628	直径×长度: 6×28	7.40
	B835	直径×长度: 8×35	11.70
	B740	直径×长度: 7×40	11.10
	B845	直径×长度: 8×45	12.40
	B1050	直径×长度: 10×50	23.40
	B1255	直径×长度: 12×55	36.40
	B1485	直径×长度: 14×85	78.00
	B15100	直径×长度: 15×100	156.00
B15125	直径×长度: 15×125	325.00	
八面型 	C813	直径×长度: 8×13	2.90
	C816	直径×长度: 8×16	3.30
	C822	直径×长度: 8×22	5.90
	C925	直径×长度: 9×25	7.70
	C929	直径×长度: 9×29	10.40
	C938	直径×长度: 9×38	15.50
椭圆形 	D820	直径×长度: 8×20	8.50
	D1225	直径×长度: 12×25	12.40
	D1535	直径×长度: 15×35	24.10
	D1845	直径×长度: 18×45	33.20
菱形 	H820	直径×长度: 8×20	7.30
	H925	直径×长度: 9×25	9.20
	H1335	直径×长度: 13×35	14.10
	H1540	直径×长度: 15×40	26.70
试管搅拌子 		直径: 10	15.60
取磁棒 		直径×长度: 12×350	80.00
		直径×长度: 12×450	90.00
不锈钢搅拌棒 		长度: 350 杆直径: 8	120.00
聚四氟乙烯搅拌棒 		长度: 350	120.00



聚四氟乙烯搅拌子
Φ 100mm



医用不锈钢搅拌子
Φ 15mm × 120mm



医用不锈钢搅拌子
Φ 30mm × 215mm



聚四氟乙烯搅拌子
长200mm × 宽40mm × 高30mm



上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司
Shanghai Meiyingpu Instrument Manufacturing Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙吴路2710号 邮编Postcode: 200231

Add: No. 2710, Longwu Road, Shanghai, China

电话Tel: (8621)34621051 34621149 34621798

传真Fax: (8621)34622176

移动电话MP: 18939718878 18939728878

网址Web: <http://www.myp17.com> www.meiyingpu.com

电子邮件E-mail: shmyp@126.com

