

L550 台式低速大容量离心机

L550台式低速大容量离心机专为临床医学或者细 胞培养实验室设计,提供多款转子、挂架、适配器,机 器外观简洁大方,操作便捷。



L550
0205184000
5500r/min
5310 × g
4x500ml
± 10r/min
1min~99min59s
<65dB (A)
AC220 ± 22V 50Hz/60Hz 10A
750W
470 × 560 × 380 (mm)
547 × 727 × 422(mm)
50kg

主要技术参数

转子参数





转子参数



名称:角转子 订货号:0301808710 最高转速:5500r/min 最大相对离心力:5310×g 转子容量:12x15ml





名称: 酶标板吊篮 2×2×96孔

名称: 适配器 订货号: 0304891064 容量: 4x50ml 名称: 适配器 订货号: 0304891126 容量: 4x50ml(尖) 名称: 适配器 订货号: 0304891125 容量: 4x30ml 名称: 适配器

订货号: 0304853507 容量: 4x20ml 名称: 适配器 订货号: 0304891128 容量: 4x15ml

名称:适配器 订货号:0304891064 容量:4x2x50ml

名称:适配器 订货号:0304891126 容量:4x2x50ml(尖)

名称:适配器 订货号:0304891125 容量:4x2x30ml

名称:适配器 订货号:0304853507 容量:4x2x20ml

名称:适配器 订货号:0304891128 容量:4x2x15ml

名称:适配器 订货号:0304853530 容量:10ml

名称:适配器 订货号:0304853531 容量:7ml

名称:适配器 订货号:0304853532 容量:5ml



订货号: 0303891009 名称: 吊篮 容量: 4×16×5ml/7ml 名称:适配器 订货号:0304891127 容量:4x15ml(尖)

名称:适配器 订货号:0304853510 容量:4x3x5ml真空管

名称:适配器 订货号:0304853511 容量:4x2x10ml

名称:适配器 订货号:0304853512 容量:4x4压积管

名称:适配器 订货号:0304853533 容量:4x3x1.5ml

名称:适配器 订货号:0304891127 容量:4x2x15ml(尖)

名称:适配器 订货号:0304853510 容量:4x6x5ml真空管

名称:适配器 订货号:0304853511 容量:4x4x10ml

名称:适配器 订货号:0304853512 容量:4x8压积管

名称:适配器 订货号:0304853533 容量:4x3x1.5ml

可根据需求定制适配器



订货号: 0303891010 名称: 吊篮 容量: 4×12×5ml/7ml

No:4



订货号: 0302853590 最高转速: 5000 r/min 最大离心力: 4390 × g 最大容量: 4 × 100ml



订货号: 0303853850


名称:管架

容量: 4×100ml

订货号: 0303853517 名称: 管架 容量: 4×2×100ml



订货号: 0302853590 最高转速: 4200 r/min 最大离心力: 3100×g 最大容量: 4×200ml





订货号: 0303853540 名称: 管架 容量: 4×2×50ml



转子	挂杯	适配器	容量	管数	孔径	深度	订货号	
No:2			300ml	4	Φ63	100mm	0304891142	
		9		100ml	4	Φ38.5	107mm	0304891087
			Toomi	8	Φ38.5	95mm	0304891009	
			50 1	12	Φ29.5	72mm	0304891082	
			50ml	16	Φ29.5	80mm	0304891007	
		٩	50ml(尖)	16	Φ29.5	75mm	0304891008	
	名称:圆杯 订货号:0303891022		20ml	28	Φ21	72mm	0304851485	
	容量: 4×500ml	3	15ml	36	Φ17	72mm	0304891083	
			Final	76	Φ14	72mm	0304851450	
			5ml	80	Φ14	72mm	0304891010	
订货号: 0302850110 最高转速: 4000 r/min		-	250ml	4	Φ63	95mm	0304891041	
				16	Ф29.5	76mm	0304891075	
			50ml(尖)	24	Φ29.5	76mm	0304891014	
			50ml	16	Φ29.5	76mm	0304891107	
			30111	24	Φ29.5	74mm	0304891013	
			15ml(尖)	40	Φ17	76mm	0304891074	
最大离心力: 3040×g			(24)	68	Φ17	76mm	0304891011	
最大容量: 4×500ml	名称: 方形吊篮 订货号: 0303851421		15ml	40	Φ17	76mm	0304891104	
			10ml	80	Φ16.5	76mm	0304891077	
			5ml	112	Φ13.5	76mm	0304891081	
		//m	1.5ml	100	Φ11.2	76mm	0304891079	
		名称: 酶标板挂架		最大容量:4×2×96孔		订货号: 0303851495		
		名称: 挂杯		最大容量:4>	× 24 × 7/5ml	订货号: 03	303891011	