

TG16-WS 台式高速离心机

TG16-WS台式高速离心机是湘仪推出多年的一款经典机型，其技术成熟、运行稳定、以卓越的性能深受客户信赖，特别是此款机型所搭配的6x50ml转子深受广大好评。



主要技术参数

型号	TG16-WS	整机噪音	< 62dB (A)
订货号	0203158000	电源	AC 220 ± 22V 50/60Hz 10A
最高转速	16000r/min	整机功率	400W
最大相对离心力	21532xg	外形尺寸(长×宽×高)	330×390×300(mm)
最大容量	6×50ml	外包装尺寸(长×宽×高)	395×650×340(mm)
转速精度	± 30 r/min	净重	25Kg
定时范围	1min ~ 99min		

No:1		名称：角转子 转子容量：12x1.5ml 最高转速：16000r/min 最大离心力：17800×g	孔径：Φ11.2mm 孔深：38mm 订货号：0301805030	No:4		名称：角转子 转子容量：24x1.5/2.2ml 最高转速：15000r/min 最大离心力：21532×g	孔径：Φ11.2mm 孔深：38mm 订货号：0301805510
------	---	---	---	------	--	---	---

适配器			
容量	0.2ml		0.5ml
管数	12		24
孔径	Φ6.6mm		Φ8mm
深度	20mm		27.5mm
订货号	0304805005		0304805004

No:5		名称：角转子 转子容量：48×0.5ml 最高转速：13000 r/min 最大离心力：12810×g	孔径：Φ8mm 孔深：28mm 订货号：0301807000	No:6		名称：角转子 转子容量：12x8x0.2PCR 最高转速：13000r/min 最大离心力：18510×g	孔径：Φ6mm 孔深：16mm 订货号：0301805800
------	---	--	--------------------------------------	------	--	--	--------------------------------------

**No:2**

名称: 角转子
 转子容量: 12x5ml 孔径: $\Phi 14\text{mm}$
 最高转速: 13000r/min 孔深: 49mm
 最大离心力: 11903 $\times g$ 订货号: 0301891100

适配器

容量	0.5ml	1.5ml
管数	12	12
孔径	$\Phi 8\text{mm}$	$\Phi 11.2\text{mm}$
深度	27.5mm	37mm
订货号	0304806103	0304806104

No:3

名称: 角转子
 转子容量: 12x10ml 孔径: $\Phi 16.5\text{mm}$
 最高转速: 12000r/min 孔深: 76mm
 最大离心力: 14800 $\times g$ 订货号: 0301805300

适配器

容量	5ml	1.5ml
管数	12	12
孔径	$\Phi 11.2\text{mm}$	$\Phi 14\text{mm}$
深度	36mm	49mm
订货号	0304891111	0304805307

No:3

名称: 角转子
 转子容量: 6x30ml 孔径: $\Phi 26\text{mm}$
 最高转速: 13500r/min 孔深: 87.5mm
 最大离心力: 18720 $\times g$ 订货号: 0301805200

适配器

容量	5ml	10ml
管数	6	6
孔径	$\Phi 14\text{mm}$	$\Phi 16.5\text{mm}$
深度	49mm	76mm
订货号	0304805206	0304891147

No:7

名称: 角转子
 转子容量: 6x50ml 孔径: $\Phi 29.5\text{mm}$
 最高转速: 11000r/min 孔深: 96.5mm
 最大离心力: 12840 $\times g$ 订货号: 0301805400

适配器

容量	1.5ml	5ml	10ml	15ml	20ml	25ml	30ml
管数	6	6	6	6	6	6	6
孔径	$\Phi 11.2\text{mm}$	$\Phi 14\text{mm}$	$\Phi 16.5\text{mm}$	$\Phi 16.5\text{mm}$	$\Phi 21.5\text{mm}$	$\Phi 22.5\text{mm}$	$\Phi 26\text{mm}$
深度	36mm	49mm	76mm	100.5mm	90mm	95mm	86mm
订货号	0304805410	0304891086	0304891085	0304891144	0304805406	0304805412	0304891084